

manuel d'utilisation

decubiflow 500



Votre correspondant :

**AIDE AUX SOINS JUSQU'AU STADE 4
PRÉVENTION TRÈS ÉLEVÉE**

GARANTIE

Article 1 : AKS France garantit cet appareil contre tous vices de fabrication et d'assemblage de ses composants mécaniques et électroniques et ce uniquement pour des appareils utilisés dans les conditions prévues par AKS France. Cette garantie, dont les conditions sont définies ci-dessous, est valable 36 mois à compter de la date de premier départ d'AKS France.

Article 2 : La garantie donne droit à la gratuité de la main d'oeuvre ainsi qu'au remplacement sans frais des pièces reconnues défectueuses.

Article 3 : Le port Aller de l'appareil, ainsi que tous les frais y afférents, sont à la charge du revendeur. La marchandise voyage toujours aux risques et sous la responsabilité du revendeur.

Sous garantie : les frais de retour après intervention seront à la charge de la société AKS France.

Hors garantie : les frais de retour sont au frais du revendeur qu'il accepte ou non le devis de réparation.

Article 4 : La garantie ne s'applique pas si les réclamations sont consécutives à :

- un accident, une mauvaise utilisation de l'appareil ou une négligence de l'acheteur.
- un transport de l'appareil effectué sans protection adéquate.
- une modification ou une transformation non validée par la société AKS France.
- l'incidence d'agents extérieurs (catastrophe naturelle, incendie, chocs, humidité, inondation, foudre, etc...).
- l'installation et/ou l'utilisation d'une manière non conforme aux normes techniques et de sécurité dans le cas où l'appareil fonctionnerait dans un pays autre que le pays d'achat ; et/ou si l'alimentation électrique n'était pas adaptée à la tension d'utilisation de l'appareil.
- un défaut d'entretien courant.

Article 5 : Le revendeur ne pourra invoquer le bénéfice de la garantie :

- si le numéro de série de l'appareil a été enlevé, modifié ou rendu illisible.
- si l'appareil sous garantie a été modifié sans l'approbation d'AKS France.

Article 6 : Durant la réparation du matériel défectueux aucun prêt de matériel ne sera effectué.

Article 7 : Tout recours en garantie devra être exercé par l'intermédiaire du revendeur. Si cela n'est pas possible, l'acheteur pourra éventuellement adresser son matériel directement à la société AKS France. Dans ce cas l'acheteur devra indiquer dans un courrier joint au matériel, les coordonnées du revendeur et la copie de la facture d'achat.

Article 8 : L'envoi de pièces détachées sous garantie ne sera fait qu'après consultation auprès du Service Après Vente d'AKS France. A noter que les pièces détachées défectueuses devront impérativement être retournées au Service Après Vente d'AKS France sous peine d'être facturées 1 mois après l'envoi des pièces par AKS France.

Article 9 : Les pièces défectueuses changées sous ou hors garantie seront, elles, garanties 6 mois à compter de la date de réparation ou de l'envoi de pièces détachées.

Article 10 : Aucun revendeur ne peut modifier unilatéralement les termes de la présente garantie.

Ce système n'est pas un produit sans entretien. La maintenance et les réparations doivent être faites par une personne autorisée. Tous les systèmes doivent être nettoyés et désinfectés avant leur retour. Les produits souillés ou sales seront retournés sans réparation.

Caractéristiques Techniques

Nombre de cellules : 20
Épaisseur de la base en mousse : 4 cm
Hauteur des cellules (gonflées) : 21 cm

Dimensions du matelas :
200 x 90 x 25 cm

Dimensions du compresseur : 30,5 x 29 x 10,5 cm
Poids du compresseur : 3,1 kg

Matériaux utilisés :
Compresseur : ABS feu retardant UL
Cellules : 7 Polyester/PU, 8 PU

Housse intégrale :
Dessus de housse intégrale stérithane MI
avec matelassage ultra son, lavable à 95°C
sous matelas mousse alvéolé 4 cm

Normes :
EN60601-1, EN60601-1-2
EN61000-3-2, EN61000-3-3, UL-2601-1

Compatibilité électromagnétique :
EN60601-1-2 : 1993

Capacité maximum : 150 kg

Alimentation :
AC100 120V / 50 & 60 Hz
AC220 230V / 50 Hz

Consommation :
En utilisation normale, max 12 W

Câble d'alimentation :
H05VV-F3 x 1 mm

Fusibles temporisés :
T1A/250V

Conditions environnementales d'utilisation et stockage :
- température : 5°C - 45°C
- humidité : 15 % - 60 %

Classification électrique :
Class II Type B, double isolation avec ou sans fil de terre.
IPX0, ne pas immerger le compresseur dans un liquide, ne pas vaporiser de liquides directement sur le compresseur. Ce compresseur n'est pas protégé AP/APG.
(AP = produits anesthésiques inflammables à l'air)
(APG = produits anesthésiques inflammables à l'oxygène ou oxyde nitreux)

Ce livret a été délivré le _____ avec le système Decubiflow 500
(à compléter par notre distributeur)

N° de série matelas

N° de série compresseur

Indications

Ce système de soins de l'escarre est principalement destiné aux patients à très haut risque (score 5-9 sur l'échelle de NORTON, score inférieur à 12 sur l'échelle de BRADEN), ou atteints d'escarres jusqu'au stade 4. Il est recommandé de toujours consulter un professionnel de santé avant l'utilisation du système.

Contre-indications

Le système est contre-indiqué dans certains cas, comme une fracture instable des vertèbres. Il est recommandé de toujours consulter un professionnel de santé avant l'utilisation du système. L'utilisation du système ne dispense pas des repositionnements réguliers et nursing du patient par le personnel soignant.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMPRESSEUR



Dimensions : 30,5 x 29 x 10,5 cm



Poids 3,1 kg


RÉGULATION PAR MICROPROCESSEUR, CAPTEUR
DE PRESSION PIEZO ÉLECTRIQUE & ÉLECTROVANNES
FONCTION DYNAMIQUE ALTERNÉE
FONCTION STATIQUE BASSE PRESSION
DURÉE DE CYCLE RÉGLABLE
ALARME VISUELLE & SONORE
INDICATIONS VISUELLES DES ORIGINES D'ALARMES
CAPOT TRANSLUCIDE DE PROTECTION DE LA FAÇADE

matelas et compresseur
garantis 3 ans contrôle annuel gratuit
y compris les pièces d'usure, sauf
filtres, housses souillées et casse
avec prise en charge des composants
présentant une défaillance potentielle



Pour les soins de patients de 40 à 150 kg
CONTRE-INDICATION SUR AVIS MÉDICAL

COUPE MATELAS



largeur : 90 cm

LA HOUSSE INTÉGRALE :

La partie supérieure de la housse est entièrement amovible. Elle est réalisée en STÉRITHANE, enduction de polyuréthane microporeux sur jersey de polyester MI, (couleur bleu) doublée polyester-coton lavable à 95°C et auto-clavable en étuve.

Est aussi livré avec une housse de rechange lavable à 60° (bleu)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MATELAS

- 20 CELLULES À DOUBLE ÉTAGE INDÉPENDANTES
- FONCTION ALTERNÉE 1 SUR 2
- HAUTEUR DES CELLULES 21 cm
- CELLULES FILM POLYURÉTHANE 400 MICRONS
- 8 CELLULES À PERTE D'AIR
- DESSUS DE HOUSSE INTÉGRALE STÉRITHANE MI
- AVEC MATELASSAGE ULTRA SON, LAVABLE À 95°C
- SOUS MATELAS MOUSSE ALVÉOLÉ 4 cm
- COMMANDE DÉGONFLAGE RAPIDE D'URGENCE
- TUYAU ANTI-PINCEMENT
- MODE TRANSPORT DE PATIENT



Livré avec sac de transport

Dispositions de sécurité

- Pour une utilisation correcte, bien vérifier que tout est installé et fixé correctement. Ne rien mettre sur le compresseur. Bien s'assurer que le câble d'alimentation se trouve sous le sommier du matelas et ne risque rien.
- Il est recommandé de ne mettre qu'un seul drap ou alèse sur le lit de façon à permettre une meilleure ventilation par la housse. Seules les protections de literie « respirantes » sont recommandées avec l'utilisation de ce système.
- N'utilisez pas le système à proximité de flammes non protégées, briquets ou cigarettes. Il existe un risque d'incendie. L'appareil aspire l'air environnant et, de ce fait, la fumée de cigarette peut endommager les composantes internes.
- Ce système doit être décontaminé soigneusement entre chaque patient afin d'éviter toute contamination.
- Vérifier que le poids du patient n'est pas supérieur au poids autorisé pour le lit, les barrières et ce système.

Consignes de sécurité

- Utilisez ce système avec les barrières de lit appropriées afin de s'assurer que l'espace entre la barrière de lit et le haut du matelas est suffisant pour empêcher le patient d'introduire sa tête dans cet espace. Ne pas s'en assurer pourrait conduire à une blessure sérieuse du patient.
- **NE PAS OUVRIR LE COMPRESSEUR** si vous n'êtes pas qualifié ou autorisé à le faire. Contacter votre distributeur local.
- Ce produit ne dispose pas de protection AP/APG (contre les gaz explosifs).
- Un repositionnement régulier du patient est indispensable lors de l'utilisation du matelas.
- Conditions d'utilisation et stockage du produit :
 - température : 5°C - 45°C
 - humidité : 15% - 60%

Sous conditions d'un bon entretien un système DECUBIFLOW 500 aura une durée de vie d'au moins 5 années pour le matelas (selon intensité d'utilisation et poids du patient - sauf housse) et d'au moins 5 années pour le compresseur.

En cas de destruction ne pas brûler ou jeter dans la nature, suivre la législation en vigueur.

LE RISQUE D'ESCARRE

Avant de d'allonger un patient sur le système DECUBIFLOW 500, et ensuite tous les trois jours, il faut analyser le risque d'escarre. Pour évaluer ce risque, vous pouvez vous servir des échelles de NORTON ou de BRADEN.

ÉCHELLE DE NORTON

					Score par Ligne
CONDITION PHYSIQUE	4 Très Bonne	3 Bonne	2 Mauvaise	1 Très Mauvaise	x
CONDITION MENTALE	4 Alertes	3 Apathique	2 Confus	1 Léthargique	x
ACTIVITÉ	4 Ambulant	3 Marche Aidée	2 À la Chaise	1 Alité	x
MOBILITÉ	4 Complète	3 Pas Limitée	2 Très Limitée	1 Immobile	x
INCONTINENCE	4 Non	3 Occasionnelle	2 Urinaire	1 Double	x
	Score Total :				y
SCORE	17 - 20	15 - 16	13 - 14	10 - 12	5 - 9
RISQUE	Peu	Faible	Modéré	Élevé	Très Élevé

ÉCHELLE DE BRADEN

					Score par Ligne
PERCEPTION SENSORIELLE	1 Totale Limitée	2 Très Limitée	3 Légèrement Limitée	4 Pas d'Altération	x
HUMIDITÉ	1 Toujours Humide	2 Très Humide	3 Occasionnellement Humide	4 Rarement Humide	x
ACTIVITÉ	1 Alitement	2 Séjour au Fauteuil	3 Marche Occasionnellement	4 Marche Fréquemment	x
MOBILITÉ	1 Totale Immobile	2 Très Limitée	3 Légèrement Limitée	4 Aucune Limitation	x
NUTRITION	1 Très Insuffisante	2 Probablement Insuffisante	3 Correcte	4 Excellente	x
FRICTION & CISAILLEMENT	1 Problème	2 Problème Potentiel	3 Pas de Problème Apparent	/	x
	Score Total :				y

SCORE	Inférieur à 12	13 ou 14	15 ou 16
RISQUE	Élevé	Modéré	Bas

STADES DE L'ESCARRE

Stade 1

Erythème ne blanchissant pas à la pression, sans effraction cutanée. Décoloration de la peau, chaleur, oedème, induration plus ou moins importante peuvent également être des indicateurs, en particulier chez les patients à peau foncée.



Stade 2

Perte de peau d'épaisseur partielle sur l'épiderme ou le derme, qui peut se présenter sous forme de phlyctènes (cloques), d'écorchures ou de lésions superficielles.




Stade 3

Perte de peau d'épaisseur complète sur la couche sous-cutanée, sans pénétration de l'aponévrose (membrane protégeant le muscle). L'ulcère se présente sous la forme de lésion profonde et peut ou non affecter les tissus sous-jacents.



Stade 4

Perte de peau complète avec extension de l'ulcère aux muscles, voire aux os.



CARACTÉRISTIQUES DU PANNEAU DE CONTRÔLE

FAÇADE COMPRESSEUR

Diodes lumineuses indiquant l'état du système : dynamique ou statique



Durée de cycle réglable 10 à 20 mn ou mode statique

Pression : sert à régler la pression optimale. Échelle statique ou dynamique en fonction du poids du patient

Le Decubiflow 500 est un système à air dynamique, à pression alternative ou à basse pression statique, commandé par microprocesseur avec capteur de pression piezo-électrique. L'appareil est muni d'un système auto-diagnostic garantissant la sécurité du traitement : s'il y a une perturbation quelconque, une alarme est activée et l'origine de la panne est indiquée.

Indications pour choix du mode

Dynamique : Le changement régulier de pression dans les cellules soulage la pression de contact par gonflages et dégonflages progressifs et alternés, selon un cycle de 10 mn, 24 heures sur 24. Le fonctionnement dynamique stimule la circulation capillaire et donc l'apport en oxygène et en nutriments du tissu sous-cutané.

Statique : à utiliser durant les soins pour éviter une alarme. Il est préconisé pour les patients devant rester immobiles ou adopter des postures particulières. Le patient est alors immergé dans le matelas avec une très faible pression de contact (toujours inférieure à 30 mm Hg). Utile en période de sevrage.


MISE EN SERVICE

⚠ CONTRÔLER LE BON ÉTAT DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE (FILS, PRISES ET FUSIBLES). SI LA MOINDRE ALTÉRATION (USURE, CISAILLEMENT, DÉTERIORATION) EST CONSTATÉE, REMPLACER IMMÉDIATEMENT L'ÉLÉMENT DOUTEUX OU REMETTRE À PLUS TARD L'INSTALLATION.


Pendant la phase de mise en service, le patient ne doit pas être sur le matelas.

- Le matelas à cellules est installé avec sa housse sur le sommier du lit du patient. Les raccords d'air doivent être installés au pied du lit.

- Le groupe générateur peut être suspendu au pied du lit ou placé sous le lit, raccordé à une prise 220/230v-50Hz.
- Branchez les tuyaux d'air sur le matelas, tout en surveillant qu'ils ne sont ni coincés, ni pincés. **Le CPR doit être fermé (position closed).**
- Démarrez l'appareil (bouton MARCHÉ).
L'affichage est 
- Choisissez la pression en fonction du poids du patient




En mode dynamique



En mode statique

- Choisissez la durée de cycle la plus adaptée (en général 10 minutes, possible jusqu'à 20 minutes).

En mode statique la durée de cycle doit être sur 0.



- Valider en appuyant sur la touche «alarme».

• Dès que la pression s'affiche et remplace le symbole de la phase de démarrage, vous couvrez le matelas d'un drap aussi fin que possible. Le système est prêt à l'usage. Temps de gonflage : environ 45 minutes (pompe rapide en option).



mode dynamique

• En mode statique, le point rouge à coté de l'indication de pression clignote.

Pendant le fonctionnement, vous devez vérifier si le groupe générateur fonctionne. Si la tension d'alimentation est coupée, aucune alarme ne sera activée : vérifiez l'alimentation de la prise, puis, s'il y a lieu, le fusible interne.

VÉRIFICATION DE LA PRESSION OPTIMALE


Le personnel soignant doit toujours vérifier le réglage de la pression optimale selon le processus suivant :

Attendez jusqu'à ce qu'un système de chambre soit dégonflé, et insérer votre main à plat entre la partie du corps la plus lourde du patient, généralement les fesses, et une des chambres dégonflées.

Ainsi vous pouvez déterminer si à cet endroit le patient ne repose pas sur le matelas qui sert de fond. Le but est de faire reposer le patient exclusivement sur le système de pression alternative pour procurer une

6 prophylaxie maximale.

VÉRIFICATION DE LA PRESSION OPTIMALE (suite)



• Si la main ne peut pas être insérée : la pression est trop faible. Augmentez-la.

• Si la main peut être insérée sans résistance : la pression est trop forte. Réduisez-la.

• Si la main peut-être insérée avec une légère résistance le patient est couché de façon optimale.

LES MESSAGES D'ÉTAT



Phase de démarrage du système

(environ 45 secondes. Cette phase peut-être accélérée avec un prégonflage. Pompe électrique en option).



Affichage de la pression mode dynamique

Pendant la phase de croisement des pressions dans les 2 ensembles de cellules, la pression oscille normalement.



Affichage de la pression en mode statique : un point clignote à la droite de l'affichage des chiffres.

MESSAGES D'ERREURS GÉNÉRÉS PAR UN DÉCLENCHEMENT D'ALARME EN MODE DYNAMIQUE

Lors d'un déclenchement d'alarme, dans tous les cas de figure, il convient en premier lieu de désactiver l'alarme (appuyer sur ALARME en notant le message d'erreur).

Les trois messages d'erreur peuvent être générés par :

- Le patient vient d'être déplacé : l'alarme s'est déclenchée car il y a eu des mouvements d'oscillations dans le système. Il n'y a rien à faire.
- Le matelas est vide : Allongez le patient sur le matelas. Si le matelas doit encore rester vide quelques temps, mettez le groupe générateur en position statique. L'alarme ne se déclenchera plus.

Après ces premières constatations, procédez comme suit selon le message d'erreur.



Pincement, plicature ou obstruction d'un tuyau d'air

- 1) Vérifiez l'absence de pincement ou plicature en sortie de groupe générateur jusqu'au matelas, si nécessaire, supprimez l'anomalie.
- 2) Ouvrez la sur-housse sur son périmètre et vérifiez les tuyaux alimentant les cellules dans le matelas. Remédiez à tout pincement ou plicature.



Fuite dans le matelas ou les tuyaux d'air

- 1) Vérifiez la connexion des tuyaux d'air au groupe générateur. Y remédier si nécessaire.
- 2) Ouvrez la sur-housse et vérifiez les connexions sur les tuyaux d'air et aux cellules. Y remédier si nécessaire.
- 3) Si les points 1 et 2 sont vérifiés et réparés et qu'un autre déclenchement d'alarme survient, c'est qu'un tuyau d'air ou une cellule sont percés : recherchez la fuite et colmatez-la.

Demandez une section de tuyau d'air ou une cellule de rechange à notre service après-vente pour une plus grande pérennité du système.



Groupe générateur défectueux

Retirer le patient du système.

Eteignez le groupe générateur et dégonflez le matelas. Puis remettez-le en route selon le manuel d'utilisation (voir p.5).

Si l'alarme se déclenche à nouveau cela signifie que le groupe générateur est défectueux.


Contactez le service après-vente.

Seule la société AKS ou une personne autorisée par la société AKS est compétente pour effectuer les réparations ou interventions.

Dans tous les cas de figures, après avoir remédié aux dysfonctionnements, actionnez la touche «alarme».

Il est alors possible que l'alarme se déclenche à nouveau : renouvelez l'arrêt d'alarme, le système doit alors fonctionner normalement.

Suite à une irrégularité, l'alarme ne se déclenche pas instantanément, mais au terme d'une analyse des fonctions perturbables, donc en général en fin de cycle. En effet, il était nécessaire d'exclure de la génération d'alarmes des faits sans incidences sur le bon fonctionnement des systèmes à air DÉCUBIFLOW 500 tels que : mouvement du patient, coude momentané d'un tuyau lors d'un nettoyage, appui du soignant sur le matelas lors de soins, etc...



Si le buste du patient a été relevé à plus de 30° en mode alternatif, et que le patient est lourd, il y a un risque d'écrasement de la cellule du matelas située sous le sacrum lorsque celle-ci est dégonflée, donc de talonnage.

Mettez le système en statique pour redresser le buste du patient de 30 à 75°.

Il est impératif de revenir aux réglages antérieurs lorsque le patient est en position allongée pour éviter le réglage incorrect de la pression.

TRANSPORTER LE PATIENT

Pour transporter le patient en position couchée sur le matelas : **passer le groupe générateur en position statique, durée de cycle à 0, sans modifier la pression demandée.** Au bout de 10 minutes environ, détachez les tuyaux de raccordement entre le matelas et le groupe générateur et interconnectez-les.



Maintenant, les deux chambres s'équilibrent pour créer une surface de couchage extrêmement moelleuse. Cette situation dure environ 180 minutes, en fonction de la pression originelle.



DÉGONFLAGE D'URGENCE CPR



Pour permettre d'effectuer les procédures de réanimation cardio-pulmonaire, le matelas peut être rapidement dégonflé. Pour cela, il suffit de tirer la poignée CPR se trouvant à la tête du matelas et de déconnecter les tuyaux d'arrivée d'air.



INTERRUPTION DU COURANT

En cas d'interruption de courant, l'appareil passe automatiquement au mode statique, constituant un couchage extrêmement moelleux 180 minutes maximum.

ENTRETIEN D'UN SYSTÈME DECUBIFLOW 500

ENTRETIEN JOURNALIER

- QUI ? Personnel du service utilisateur.
- QUOI ? Nettoyage de la housse quotidiennement et après chaque souillure.
- AVEC QUOI ? Du Surfanios* ou similaire, dilué à 1 sachet pour 5 litres d'eau.
- COMMENT ? Mettre des gants et des lunettes de protection, prendre du papier usage unique (type ouate de cellulose) et l'imbiber avec le Surfanios. Frotter l'ensemble de la housse en contact avec le patient et vérifier l'intégrité de la housse (un trou ou une brèche doivent engendrer un changement immédiat de cette housse ou un changement de matelas). Renouveler l'opération si nécessaire.

LAVAGE DE LA HOUSSE : en machine, jusqu'à 95°C.



ENTRETIEN ENTRE 2 PATIENTS

- QUI ? Personnel du service utilisateur.
- QUOI ? Nettoyage et désinfection complète de la housse du matelas avant de, soit le stocker, soit le rendre à la centrale de prêt.
- AVEC QUOI ? Surfanios* dilué à 1 sachet pour 5 litres d'eau, Phagosept Spray* prêt à l'emploi.
- COMMENT ? Mettre des gants et des lunettes de protection pour l'ensemble de la procédure de nettoyage et de désinfection.

1 • PROCÉDURE DE NETTOYAGE : Vérifier l'intégrité de la housse du matelas (si elle est endommagée, il faudra l'échanger contre une neuve), prendre du papier à usage unique (type ouate de cellulose) et l'imprégner avec le Surfanios*. Frotter la surface totale de la housse du matelas, passer un papier humidifié de Surfanios* sur le boîtier de commande (ne pas utiliser un papier trop imbibé, et ne pas pulvériser sinon risque de dommage des connexions électriques). Essuyer avec un carré de ouate de cellulose propre et sec.

2 • PROCÉDURE DE DÉSINFECTION : Prendre un vaporisateur de Phagosept Spray* ou similaire et appliquer sur toute la surface de la housse. Laisser sécher et protéger le résultat des opérations de désinfection avec un drap.

3 • MATELAS OU SURMATELAS

PHASE 1 : à l'aide d'un produit courant de décontamination en spray type Surfanios* ou similaire, pulvériser les cellules et le surmatelas, suivre les préconisations d'utilisation du fabricant.

PHASE 2 : à l'aide d'une éponge légèrement humide, nettoyer les cellules et surmatelas. Rincer avec une éponge légèrement humide, puis essuyer.

PHASE 3 : avec un produit de décontamination en spray, retraiter les cellules et le surmatelas. Suivre les préconisations d'utilisation du fabricant, en particulier le temps de latence.

*ou similaire, c.-à-d. les produits présentant les mêmes caractéristiques et un spectre similaire.

PIÈCES DÉTACHÉES

COMPRESSEUR & MATELAS DECUBIFLOW 500

DECUBIFLOW 500 COMPRESSEUR



DCB-5-CP-CTRS	CAPOT TRANSLUCIDE DE PROTECTION DE FACADE
DCB-5-CP-SYSA	SYSTEME D'ACCROCHAGE DU COMPRESSEUR
DCB-5-CP-INT	INTERRUPTEUR MARCHE / ARRÊT
DCB-5-CP-INTS	INTERRUPTEUR SILENCE ALARME
DCB-5-CP-FAC	FACADE AVANT
DCB-5-CP-PAN	PANNEAU ARRIERE
DCB-5-CP-CA	CARTE D'AFFICHAGE
DCB-5-CP-BOU	BOUTON DE REGLAGE
DCB-5-CP-PMP	POMPE A AIR
DCB-5-CP-CM	CARTE MERE AVEC MICRO PROCESSEUR
DCB-5-CP-CER	CADRE NOIR AVEC RONDELLE DE MAINTIEN + ECRAN ROUGE
DCB-5-CP-CHA	CHAMBRE D'AMORTISSEMENT
DCB-5-CP-BLO	BLOC D'ELECTROVANNE
DCB-5-CP-SIL	SILENCIEUX
DCB-5-CP-PDS	PIEDS (jeu de 4)
DCB-CP-CRD	CORDON D'ALIMENTATION
DCB-CP-CNT-M	CONNECTEUR A CLIP MALE COMPRESSEUR
DCB-CP-CNT-F	CONNECTEUR A CLIP FEMELLE COMPRESSEUR
DCB-CP-AR	ARRÊT DE CABLE
DCB-CP-FUS 200	FUSIBLE INTERNE TEMPORISE 5X20-200MA (par 10)
DCB-CP-FUS 500	FUSIBLE INTERNE TEMPORISE 5X20-500MA (par 10)
DCB-5-FLT-PMP	FILTRE A AIR DE POMPE (à l'unité)
DCB-5-FLT-CHA	FILTRE A AIR DE CHAMBRE D'AMORTISSEMENT (à l'unité)


DECUBIFLOW 500 MATELAS

DCB-5-HSTM	DESSUS DE HOUSSE INTEGRALE MATELASSE STERITHANE MI
DCB-5-HINMI	HOUSSE INTEGRALE ENTIEREMENT MI : DESSUS SOFTHANE BI-ELASTIQUE MI DESSOUS ANTIDERAPANT POLYURETHANE
SAN2-IN-MSS	MATELAS MOUSSE 190 x 90 x 4 cm (sans housse)
SAN2-IN-HMSS	HOUSSE INTEGRALE PRODERM 190 x 90 x 4 cm
DCB-5-VCCELL	CELLULE DOUBLE ETAGE VENTILEE EN POLYURETHANE
DCB-5-CELL	CELLULE DOUBLE ETAGE NON VENTILEE EN POLYURETHANE
DCB-5-COL	COLLECTEUR DISTRIBUTEUR D'AIR COMPLET
DCB-CPR	VANNE CPR
DCB-TAA	TUYAU DE RACCORDEMENT ANNELE - 1,50 m.
DCB-MT-CNT-M	CONNECTEUR A CLIP MALE MATELAS
DCB-MT-CNT-F	CONNECTEUR A CLIP FEMELLE MATELAS
DCB-SAC	SAC DE TRANSPORT


GUIDE DE DÉPANNAGE DECUBIFLOW 500

Types de pannes	Pièces en cause	Techniques de dépannage
Le compresseur ne s'allume pas du tout	Vérifier la tension secteur	Changer de prise de courant ou restaurer la tension du secteur
	Vérifier que les cosses internes du cordon secteur ne sont pas débranchées	Remettre en place le cordon secteur
Le compresseur ne s'allume pas sauf le voyant vert du bouton M/A	Fusible 500mA temporisé Hors-Service	Changer le ou les fusibles
	Vérifier les connexions électriques internes	Restaurer les connexions des fils débranchés
L'affichage du compresseur ne s'allume pas, mais la pompe fonctionne et le voyant vert du bouton M/A est allumé	Carte affichage déconnectée	Reconnecter la carte affichage
Il n'y a pas ou peu d'air en sortie du compresseur	Pompe Hors Service ou défective (6l/min et 200mbar)	Changer la pompe
	Vérifier les connexions d'air internes	Changer les tuyaux cassés ou remettre en place les tuyaux déconnectés
	Chambre d'amortissement	Vérifier si le capot de la chambre d'amortissement est bien vissé
	Circuit d'air bouché Test : Pour pouvoir détecter l'obstruction, allumer le compresseur sans le matelas en mode dynamique en bouchant les 2 sorties avec les doigts. Une fois la pression affichée, vérifier qu'elle ne monte pas toute seule au dessus de 8mmHg lorsque l'air ne sort que sur l'une des sorties. Dans ce cas, il faut partir de la sortie d'air du compresseur et remonter jusqu'à la pompe, en débranchant les éléments au fur et à mesure.	Changer l'élément bouché, le plus souvent l'électrovanne ou la chambre d'amortissement
Le compresseur se met en alarme sans raison	Bouton silence alarme (validation) ne fonctionne pas. Test : une fois le compresseur passé en fonctionnement dynamique, appuyer sur le bouton, si le symbole de démarrage ne s'affiche pas,  le bouton est HS	Changer le bouton
Plus d'alternance (vérifier que le bouton de durée de cycle n'est pas sur O)	Vérifier que les cosses internes du compresseur ne sont pas débranchées, notamment celles qui relient la carte à l'électrovanne.	Remettre en place toutes les cosses débranchées
	Carte mère Hors Service: La commande des électrovannes ne se fait plus.	Changer la carte mère
Le matelas ne gonfle pas mais de l'air sort du compresseur	Vérifier le matelas	Fermer le CPR Tuyau coudé ou cassé Importante fuite

VUE INTÉRIEURE DECUBIFLOW 500



ATTENTION



Fusibles Temporisés

IL EST IMPÉRATIF DE VÉRIFIER L'ÉTAT DE PROPRETÉ DU FILTRE À AIR

APPAREIL MÉDICAL CLASSE 1

Ce produit est conforme aux exigences pour la sécurité et la santé de la Directive 93/42/CE relative aux appareils médicaux et aux exigences fondamentales de la Directive 86/336/CE relative à la compatibilité électromagnétique.



Service Commercial Siège
Téléphone : 04 66 51 50 80
Fax : 04 66 51 50 47

S.A.V.

Matelas de Soins de l'Escarre & Décontamination
Téléphone : 04 67 99 53 28
Fax : 04 67 81 95 03
Mail : aks-sav@hotmail.fr

Service de Location & de Décontamination
de Matelas Actifs d'Aide
aux Soins de l'Escarre

LAVAGE ET DÉCONTAMINATION DES HOUSSES, DES MATELAS & DES SACS
UN APPROVISIONNEMENT RÉGULIER EN PIÈCES DÉTACHÉES
DÉCONTAMINATION DES COMPRESSEURS
EMBALLAGE HERMÉTIQUE
RÉEXPÉDITION

Les frais d'envoi du matériel à décontaminer sont à la charge de l'expéditeur.

12 allée du Piot - ZA Pôle Actif - 30660 GALLARGUES LE MONTUEUX
Siret : 420 872 293 00030 - APE 1396Z - S.A. au capital de 40000 €