
















PRODUIT	CONNECTIQUES				RÉFÉRENCE	DÉNOMINATION DU CÂBLE	ACCESSOIRES
	Fiche 1		Fiche 2				
	Schéma de la fiche	Appellation de la fiche	Schéma de la fiche	Appellation de la fiche			
COMPEX 3		Fiche COMPEX 6P		2 fiches banane 2 mm mâle	Jeu : 7601132	Jeu câbles Gris 6P Fils	Stylet point moteur : 6980026 Câble USB : 7601162 Chargeur batterie : 3683200 CD CompeX 3 : 4880416 Housse de protection : 6690001
		Fiche COMPEX 6P		2 fiches snap	Jeu : 7601131 Rouge : 7601061 Jaune : 7601062 Vert : 7601063 Bleu : 7601064	Câble bipolaire 6P Snap vert, bleu, jaune, rouge	
		Fiche COMPEX 6P		1 fiche snap et 1 Sensor	7601160	Câble 6P avec capteur	
CEFAR REHAB X4		Fiche CEFAR X4		2 fiches banane 2 mm mâle	7111956	Câble bipolaire CEFAR X4	Interrupteur manuel : 6184500 Adaptateur secteur et charge batterie : 3265716
COMPEX MI THETA PRO		Fiche COMPEX 8P		2 fiches snap	Jeu : 7601030 Rouge : 7601031 Jaune : 7601032 Vert : 7601033 Bleu : 7601034	Câble bipolaire 8P Snap vert, bleu, jaune, rouge	Stylet point moteur : 6980026 Chargeur batterie : 3683100
		Fiche COMPEX 8P		1 fiche snap et 1 Sensor	7601040	Câble 8P avec capteur	
CEFAR PHYSIO 4		Fiche CEFAR 1		2 fiches banane 2 mm mâle	7248500	Câble bipolaire CEFAR PHYSIO 4	Interrupteur manuel : 6210900 Chargeur batterie : 3215316
		Fiche CEFAR non soudée		2 fiches banane 2 mm mâle	7248900	Câble galva CEFAR PHYSIO 4	
COMPEX THETA STIM		Fiche COMPEX 8P		2 fiches banane 2 mm mâle	Jeu : 7681400	Jeu de câbles 2P SP3 V2 Pin	Chargeur batterie : 3683100
CEFAR REHAB X2		Fiche CEFAR X2		2 fiches banane 2 mm mâle	7124000	Câble bipolaire CEFAR X2	Interrupteur manuel : 6184500
CEFAR BASIC		Fiche CEFAR X2		2 fiches banane 2 mm mâle	7124000	Câble bipolaire CEFAR X2	
CEFAR FEMINA		Fiche CEFAR X2		2 fiches banane 2 mm mâle	7124000	Câble bipolaire CEFAR X2	Interrupteur manuel : 6184500
CEFAR IFC		Fiche CEFAR 2		2 fiches banane 2 mm mâle	7214900	Câble bipolaire CEFAR IFC	Adaptateur secteur CEFAR IFC : 3155616
CEFAR ACUS 4		Fiche CEFAR 1		2 pinces mini-grippes	7711199	Câble ACUS 4	
CEFAR PRIMO PRO		Fiche CEFAR X2		2 fiches banane 2 mm mâle	7124000	Câble bipolaire CEFAR X2	
CEFAR PERISTIM PRO		Fiche CEFAR X2		2 fiches banane 2 mm mâle	7124000	Câble bipolaire CEFAR X2	
CEFAR EASY		Fiche CEFAR non soudée		2 fiches clip	7126000	Câble bipolaire CEFAR EASY	Ceinture lombaire CEFAR EASY : 6159100
COMPEX VITALITY		Fiche COMPEX 6P		2 fiches snap	Jeu : 7601131 Rouge : 7601061 Jaune : 7601062 Vert : 7601063 Bleu : 7601064	Câble bipolaire 6P Snap vert, bleu, jaune, rouge	Chargeur batterie : 3683200 Câble 6P avec capteur : 7601160

PRODUIT	CONNECTIQUES				RÉFÉRENCE	DÉNOMINATION DU CÂBLE	ACCESSOIRES
	Fiche 1		Fiche 2				
	Schéma de la fiche	Appellation de la fiche	Schéma de la fiche	Appellation de la fiche			
CEFAR ACTIV X2		Fiche CEFAR X2		2 fiches banane 2 mm mâle	7124000	Câble bipolaire CEFAR X2	
CEFAR MYO X2		Fiche CEFAR X2		2 fiches banane 2 mm mâle	7124000	Câble bipolaire CEFAR X2	
CEFAR ACTIV XT		Fiche FK		2 fiches banane 2 mm mâle	7111952	Câble bipolaire CEFAR XT	
CEFAR MYO XT		Fiche FK		2 fiches banane 2 mm mâle	7111952	Câble bipolaire CEFAR XT	
COMPEX ENERGY		Fiche COMPEX 6P		2 fiches snap	Jeu : 7601131 Rouge : 7601061 Jaune : 7601062 Vert : 7601063 Bleu : 7601064	Câble bipolaire 6P Snap vert, bleu, jaune, rouge	Chargeur batterie : 3690020
COMPEX MI FITNESS		Fiche COMPEX 6P		2 fiches snap	Jeu : 7601131 Rouge : 7601061 Jaune : 7601062 Vert : 7601063 Bleu : 7601064	Câble bipolaire 6P Snap vert, bleu, jaune, rouge	Chargeur batterie : 3683200 Stylet point moteur : 6980026
		Fiche COMPEX 6P		1 fiche snap et 1 Sensor	7601160	Câble 6P avec capteur	
COMPEX MI SPORT		Fiche COMPEX 6P		2 fiches snap	Jeu : 7601131 Rouge : 7601061 Jaune : 7601062 Vert : 7601063 Bleu : 7601064	Câble bipolaire 6P Snap vert, bleu, jaune, rouge	Chargeur batterie : 3683200 Stylet point moteur : 6980026
		Fiche COMPEX 6P		1 fiche snap et 1 Sensor	7601160	Câble 6P avec capteur	
SONDE VAGINALE ST CLOUD PLUS				2 douilles 2 mm femelle	6114610		
SONDE VAGINALE CLASSIC				1 DIN 3 broches mâle	6114502		
SONDE ANALE SAINT CLOUD				1 DIN 3 broches mâle	6424038		
				2 douilles 2 mm femelle	6424238		
ADAPTATEURS POUR SONDES							
VAGINALE SAINT-CLOUD PLUS OU ANALE SAINT-CLOUD BANANE		2 fiches banane 2 mm mâle		DIN 3 broches mâle	7492000		
VAGINALE CLASSIC OU ANALE SAINT-CLOUD DIN		2 douilles 2 mm femelle		DIN 3 broches femelle	7491300		