

Tableau d'autonomie - bouteille UltraFill avec économiseur intégré (bouteille mixte)



Débit en l/min	Durée	
	Bouteille 1L Mode Pulsé	Bouteille 2L Mode Pulsé
0	S/O	S/O
0.25	813 min* (13h30)**	1623 min (27h)
0.5	407 min (6h45)	811 (13h30)
0.75	271 min (4h30)	541 min (9h)
1 (17 ml/respiration)	615 min (10h15)	1229 min (20h25)
1.5 (25 ml/respiration)	410 min (6h45)	819 min (13h35)
2 (33 ml/respiration)	307 min (5h)	614 min (10h10)
2.5 (41 ml/respiration)	246 min (4h)	492 (8h10)
3 (50 ml/respiration)	205 min (3h20)	409 min (6h45)
4 (67 ml/respiration)	153 min (2h35)	306 min (5h)
5 (83 ml/respiration)	123 min (2h00)	246 min (4h)
6 (100 ml/respiration)	100 min (1h40)	102 min (1h40)

bouteille avec économiseur intégré (bouteille mixte)

* informations extraites du manuel d'utilisation

** les heures ne sont que des indications

Débit en l/min	Durée	
	Bouteille 1L Débit Continu	Bouteille 2L Débit Continu
0	S/O	S/O
0,25	813 min* (13h30)**	1623 min (27h)
0,5	407 min (6h45)	811 (13h30)
0,75	271 min (4h30)	541 min (9h)
0,4	508 min (8h27)	1014 min (16h50)
0,5	407 min (6h45)	811 min (13h30)
1	203 min (3h20)	406 min (6h45)
1,5	136 min (2h15)	270 min (4h30)
2	102 min (1h40)	203 min (3h20)
2,5	81 min (1h20)	162 min (2h40)
3,5	58 min	116 min (1h50)
4,5	45 min	90 min (1h30)