

ACCESSOIRES DE LA POMPE FLOCCARE® INFINITY™



**Cadre de maintien
Floccare® Infinity™**

43247

À intégrer dans le sac à dos



**Support pour
la pompe
Floccare® Infinity™**

40361



**Sac à dos noir
Floccare® Infinity™**

44497

*À utiliser avec le cadre
de maintien*



**Sac à dos rouge et bleu
Floccare® Infinity™**

44496

*À utiliser avec le cadre
de maintien*



**Malette de maintenance
préventive
Floccare® Infinity™**

52315

*Avec bloc d'étalonnage pour opérations
de maintenance préventive
(périodicité conseillée: 2 ans)*

16-11-23 - 01/17 - Réserve exclusivement aux professionnels de santé - agence neocom



POMPE FLOCCARE® Infinity™ NUTRITION ENTÉRALE



**NUTRICIA
CONSEILS**
01 49 48 47 00
conseils@nutricia.com

Commandes métropole:

• Par fax:

0 800 002 693 Service & appel gratuits

• Par mail: commandes@nutricia.com

Commandes hors métropole:

• Par fax: 01 49 48 47 20

Pour plus d'informations:
www.enteraledomicile.com
www.nutricia.com

NUTRICIA
Advanced Medical Nutrition

150, boulevard Victor Hugo
93406 Saint-Ouen Cedex
Tél.: + 33 (0)1 49 48 47 00
Fax.: +33 (0)1 49 48 47 99



* Nutrition Médicale Avancée

NUTRICIA
Advanced Medical Nutrition

* Nutrition Médicale Avancée

NUTRICIA flocaire[®] Infinity[™]



- Pompe de nutrition entérale péristaltique à galets contrôlée par microprocesseur pour usage ambulatoire ou fixe
- Dispositif médical de classe IIa
- Marquage CE 0344
- Conditionnement x 1
- Référence : 40461

En bref

- **Taille :** 140 x 95 x 35 mm
- **Poids :** 390 g
- **Écran (LCD) retro-éclairé :** 65 x 32 mm
- **Batterie :** rechargeable Lithium Ion
- **Autonomie :** 24 h à 125 ml/h
- **Programmable**
- **Langue d'utilisation :** français

Alarmes et sécurités


- **Précision :** +/- 5 %
- **Système de verrouillage** empêchant la modification du programme d'alimentation
- **Alarmes sonores :** fin dose, tubulure mal positionnée, porte ouverte, occlusion, air dans la tubulure, batterie déchargée, mode pause prolongé, erreur électronique...

Praticité

- **Résiste aux chutes** jusqu'à une hauteur de 1 m
- **Fonctionne dans toutes les positions**
- **Étanche IPX5** - nettoyage possible à l'eau claire sous le robinet
- **Plage de débit :** 1 - 400 ml/h - incrémentation de 1 ml/h
- **Plage de volume :** 1 - 4 000 ml - incrémentation de 1 ml

Lire la notice d'instruction avant utilisation

RÉFÉRENCES DE NOS TUBULURES ENFIT




ENPlus* avec chambre compte-gouttes

86514



ENPlus* sans chambre compte-gouttes
Compatible NE fixe et avec sac à dos

100103



ENPlus* double voie sans chambre compte-gouttes
Compatible NE fixe et avec sac à dos

86518



Universelle sans chambre compte-gouttes
(Infatrin, nourette avec pas de vis Ø 40 mm ou bouteille avec capsule Ø 26 mm)

90084

Lire la notice d'instruction avant utilisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- En PVC, sans phtalate (DEHP)
- Trocart ENPlus en croix pour toutes les tubulures à l'exception de l'Universelle
- Connecteur ENFit femelle sur toutes les tubulures
- Stérile (OE) sans latex
- Avec robinet 3 voies
- Usage unique / 24 h
- Dispositif médical de classe IIa
- Marquage CE 0344

** Tubulures dotées d'un embout en croix ENPlus, compatibles avec toutes les poches de nutrition entérale disponibles sur le marché.*

RÉFÉRENCE DE NOTRE POCHE POUR HYDRATATION



Poche vide stérile 1,3 L avec tubulure ENFit intégrée pour hydratation

90011

Lire la notice d'instruction avant utilisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- En EVA souple et collapsable
- Connecteur ENFit femelle
- Dispositif médical de classe IIa
- Marquage CE 0344
- Stérile (OE), sans latex
- Usage unique / 24 h