Soulève personne





Deux modes de transfert en un seul produit, une seule sangle et sans kit d'adaptation

et verticalisateur



Caractéristiques techniques

Bouton d'arrêt d'urgence. Chargeur intégré.

Démontable.

Descente mécanique d'urgence.

Fléau articulé 4 crochets.

Pietement à écartement variable.

Hauteur de passage sous les lits: 11 cm. Appui jambe articulé et réglable en

Ref. MODULIFT

Étudié pour répondre aux transferts, le Modulift peut-être utilisé aussi bien en lève personne qu'en verticaliseur. Facilement et rapidement modulable avec une sangle unique grand confort, il apporte une aide fiable et précieuse à domicile ou en collectivité. Ceinture ventrale multi-réglage.

Avantages:

Compact. Confortable.

Transfert sécurisé et rapide. Système exclusif permettant de ranger en permanence sur l'appareil le repose pied, l'appui jambe

Transformable sans kit d'adaptation.







178







int. 45 à 78 ext. 56 à 90



vert



40

Côtes en cm

verticalisateur

Modulift

soulève-patient

Côtes en cm Modulift

178



113

maxi 163/170/177

mini 78.5/81/83.5

38/44/50





vert







REFERENCES NORMATIVES:

Qualité de fabrication et de service : ISO 9001 version 2000ISO 13485 version 2003

Conformité produit : CE NF EN 1441 et NF EN ISO 14971

Siège social - Parc Eurasanté 243, Rue Allendé - 59120 LOOS LEZ LILLE Tél.: +33 (0)3 20 84 81 50 - Fax: +33 (0)3 20 59 58 08

Route de Sainte-Alvère - Creysse B.P. 212 - 24102 BERGERAC Cedex Tél.: +33 (0)5 53 74 45 50 - Fax: +33 (0)5 53 63 06 07

- www.hms-vilao.com -

