

Appareil de verticalisation RollOn

Debout par sa propre force

On peut dire de RollOn que c'est un appareil de verticalisation pratique, conçu pour des transferts en toute sécurité vers ou depuis une position assise. Il fonctionne parfaitement comme moyen d'aide vers les toilettes ou entre le lit et une chaise.

RollOn peut aussi être une bonne alternative au fauteuil roulant lors d'une situation où l'utilisateur peut représenter un danger pour lui-même ou pour un assistant. Par exemple quand l'utilisateur se relève après une opération ou même après un accouchement, en d'autres termes lorsque l'équilibre fait temporairement défaut.

RollOn est également une bonne aide quand on veut aider un usager qui a glissé vers l'avant de son fauteuil roulant à se remettre en position normale.

RollOn fonctionne de telle sorte que l'utilisateur se relève lui-même sur ses jambes. L'assistant rabaisse les coussins d'assise du bassin et l'utilisateur a alors un soutien stable et sûr autour de lui. L'appui-jambes confortable est articulé pour offrir un soutien régulier et réparti de la position assise à la position debout.

Propriétés importantes:

- Stable et sûr.
- Plusieurs réglages possibles pour un ajustement individuel.
- Piètement ajustable.
- Les coussins d'assise du bassin offrent sécurité et sûreté et sont faciles à écarter sur le côté.
- Fabriqué en aluminium pour l'environnement, la qualité et l'économie.
- Le choix du matériau rend également RollOn facile à manoeuvrer, inoxydable et facile à nettoyer.
- La charge maximale est de 160 kg



Les coussins d'assises donnent un soutien sécurisant et peuvent facilement être ouverts et fermés par l'assistant.



Le piètement peut facilement s'ajuster à la largeur désirée. Le repose-pieds est amovible pour un nettoyage facile.