

Sabina

Trois lève-personnes en un!

Sabina se distingue des autres verticalisateurs. Les accessoires, étudiés, offrent plusieurs possibilités uniques dans un seul lève-personnes. La possibilité de pouvoir adapter une verticalisation ou un levage aux aptitudes de l'utilisateur donne bien sûr toujours un meilleur résultat que si l'on utilise la même solution pour tous les usagers.

Sabina a des étriers facilement interchangeables. Le plus courant est l'étrier « Petit » (étrier 350), qui s'utilise avec la Sangle de rehaussement ou la Sangle Sécurité.

Les personnes sensibles aux pressions sous les aisselles utilisent l'étrier Confort et la sangle Confort.

Sabina peut également s'utiliser comme un lève-personnes ordinaire, pour lever en position assise.

Capacité de levage: 200 kg.

Propriétés importantes:

- Trois lèves-personnes en un.
- De nombreux accessoires offrent de grandes possibilités d'ajustements individuels
- Hauteur réglable selon la taille de l'utilisateur.



Sabina II avec l'é



Avec l'étrier 350 et la Sangle de rehaussement



Avec l'étrier Confort et la Sangle Confort



Lever en position assise avec le harnais Original Liko