

SO<sup>♥</sup>CONNECT

POMPE  
A PERFUSION  
AMBULATOIRE



Notice Technique (FR)

PID

# Description de la pompe SO♥CONNECT

La pompe SO♥CONNECT® est une pompe à perfusion ambulatoire destinée à l'administration contrôlée d'IgSc par voie sous-cutanée dans le traitement des DIP (Déficits Immunitaires Primitifs). Elle utilise exclusivement des réservoirs stériles à usage unique SO♥FILL® de 20 ml, 30 ml ou 50 ml.

La pompe SO♥CONNECT® a été conçue pour être utilisée par les professionnels de santé dans un environnement clinique et par des utilisateurs (patient et personnel médical) à domicile en ambulatoire.

Les caractéristiques de la pompe SO♥CONNECT® ont pour but de simplifier le traitement et d'assurer la sécurité du patient via :

- ▶ écran avec dalle tactile résistive
- ▶ modification du débit en cours de perfusion
- ▶ verrouillage des fonctions de paramétrage et de configuration
- ▶ connexion Bluetooth Low Energy la transmission des données cliniques du patient

## Caractéristiques Techniques

Dimensions de la pompe	70,5 x 65 x 34,5 mm
Poids de la pompe	140 g (batterie incluse)
Batterie	VARTA EZPack L 3.7V
Volumes administrables	Programmables de 1 ml à 50 ml par intervalle de 1 ml
Débits	Programmables de 0 à 60 ml/h par intervalle de 0,5 ml/h
Nombre de débits	1
Précision du débit	±5%
Pression d'occlusion	1,5 bar
Bolus Post-occlusion	0,5 ml
Mémoire	Les paramètres de perfusion sont sauvegardés même en cas de retrait de la batterie
Ecran	TFT 2,4" RGB 320 x 240 pixels avec dalle tactile résistive
Moteur	Moteur pas à pas avec codeur magnétique pour vérifier son bon fonctionnement
Degré de protection	IPX2
Accessoires fournis	Chargeur de batterie, 2 batteries, notice d'utilisation simplifiée, clé USB contenant le manuel d'utilisation
Garantie	Deux ans contre les vices de fabrication



France Développement Electronique  
46, Rue du Zornhoff  
67700 MONSWILLER  
Tél : +33 (03) 88 91 87 55  
Fax : +33 (0)3 88 71 28 88  
Web : [www.fde.fr](http://www.fde.fr)



0459