

POMPE CADD PCA

TABLEAU DES DIFFERENTS REGLAGES DES DEBITS CONTINUS ET BOLUS EN FONCTION DE LA CONCENTRATION DE LA SOLUTION

CONCENTRATION FINALE DE LA SOLUTION	PREMIER PARAMETRE DEBIT CONTINU	INCREMENT DEBITS CONTINU	INCREMENT BOLUS
0,1 mg/ml	0,01 mg/h	0,01 mg/h	0,01 mg
0,2 mg/ml	0,02 mg/h		0,02 mg
0,3 mg/ml	0,03 mg/h		0,03 mg
0,4 mg/ml	0,04 mg/h		0,04 mg
0,5 mg/ml	0,05 mg/h		0,05 mg
1 mg/ml	0,10 mg/h	0,01 mg/h	0,05 mg
2 mg/ml	0,20 mg/h		0,10 mg
3 mg/ml	0,30 mg/h		0,15 mg
4 mg/ml	0,40 mg/h		0,20 mg
5 mg/ml	0,50 mg/h	0,10 mg/h	0,25 mg
10 mg/ml	1 mg/h		0,50 mg
15 mg/ml	1,5 mg/h		0,75 mg
20 mg/ml	2 mg/h		1 mg
25 mg/ml	2,5 mg/h		1,25 mg
30 mg/ml	3 mg/h		1,50 mg
35 mg/ml	3,5 mg/h		1,75 mg
40 mg/ml	4 mg/h		2 mg
50 mg/ml	5 mg/h		2,5 mg
100 mg/ml	10 mg/h		5 mg