



## Descriptif des accessoires BodyGuard 323



### 52003 – Pochette petit modèle

Pochette en tissu bleu permettant l'insertion de la pompe BodyGuard 323 ainsi que son étui de sécurité. Capacité : tubulure à réservoir de 150ml (tubulures réf 52013 ou 52014)  
Possibilité de visualiser l'écran ou d'accéder au pavé numérique sans sortir la pompe de son étui.  
Accroche ceinture ou bandoulière



### 52006 – Pochette modèle intermédiaire

Pochette en tissu noir permettant l'insertion de la pompe BodyGuard 323 ainsi qu'une poche pour nutrition parentérale. Capacité : tubulures ou poches d'un contenu de 50 à 1000 ml.  
Possibilité de visualiser l'écran ou d'accéder au pavé numérique sans sortir la pompe de son étui.  
Accroche ceinture ou bandoulière



### 52004 - Sac à dos

Sac à dos noir permettant l'insertion de la pompe BodyGuard 323 ainsi qu'une poche pour nutrition parentérale. Capacité : poches allant jusqu'à 4 litres.  
Possibilité de visualiser l'écran ou d'accéder au pavé numérique sans sortir la pompe de son sac à dos.  
Possibilité de porter le sac à dos en bandoulière.



### 52007 – Sac à dos enfants

Sac à dos pour enfant permettant l'insertion de la pompe BodyGuard 323 ainsi qu'une poche pour nutrition parentérale. Capacité : poches allant jusqu'à 2 litres.  
Possibilité de visualiser l'écran ou d'accéder au pavé numérique sans sortir la pompe de son sac à dos.  
Possibilité de porter le sac à dos en bandoulière



#### 52005 – Etui de sécurité

Cet étui sécurisé à l'aide d'une clé vient se fixer à l'arrière de la pompe et peut contenir une tubulure à réservoir d'une capacité de 150ml maxi. (Référence : 52013 ou 52014)



#### 52708 – Câble bolus patient

Utilisé en mode PCA, ce câble sert à la demande d'injection de bolus par le patient.



#### 52706 – Câble de charge externe

Ce câble reliant la pompe au chargeur permet de recharger la batterie sans que la pompe soit forcément sur le chargeur.  
Câble obligatoire lors de l'utilisation de la pompe avec l'étui de sécurité si on veut mettre celle-ci en charge.



#### 52709 – Chargeur externe mural

Ce chargeur externe mural permet de brancher la pompe directement sur secteur sans utiliser le support/chargeur livré avec la pompe.