

SAPPHIRE™

POMPE À PERFUSION

AMBULATOIRE ET FIXE

SAPPHIRE™
MULTITHÉRAPIE



**ALCURA
2017**



Sapphire



Hospira

A Pfizer company*



SapphireH100

CATALOGUE 2017

POMPES, ACCESSOIRES ET TUBULURES

KIT

SAPPHIRE™ MULTITHÉRAPIE

La pompe ambulatoire pour toutes les perfusions !

✓ **Utilisation optimisée**

avec 6 modes de perfusion

✓ **Gamme complète**

de tubulures adaptées aux protocoles

✓ **Dispositif flexible**

prêt pour les évolutions futures



DOMICILE



HÔPITAL

RÉFÉRENCE KIT

331631101 163112901

MODE CONTINU



MODE INTERMITTENT



MODE PALIERS



MODE NUTRITION



MODE PCA



MODE PCEA



1 support potence



1 alimentation secteur

TUBULURES

SAPPHIRE™ MULTITHÉRAPIE

SUGGESTIONS D'UTILISATIONS*

- ✓ Perfusions de base
- ✓ ImG
- ✓ NPT
- ✓ Chimiothérapie simple
- ✓ Antibiotiques
- ✓ Produits sanguins

TUBULURES STANDARD

AP403 Tubulure microbore standard

Cond. (unités)	Longueur (+/- en cm)	Vol. de purge (+/- en ml)	331634603 16346A9602
30	280	5	✓✓✓✓✓

AP413 Tubulure microbore avec connexion à la poche Luer Lock et site d'injection distal Clave®

Cond. (unités)	Longueur (+/- en cm)	Vol. de purge (+/- en ml)	331635001 16350A9601
30	280	5	✓✓✓ avec connexion LL

AP407 Tubulure standard macrobore avec chambre compte-gouttes et site d'injection distal Clave®

Cond. (unités)	Longueur (+/- en cm)	Vol. de purge (+/- en ml)	331632703 16327A9602
20	280	20	✓✓✓

TUBULURES AVEC FILTRES

AP210 Tubulure microbore avec filtre 1,2 µm

Cond. (unités)	Longueur (+/- en cm)	Vol. de purge (+/- en ml)	331635501 16355A9602
30	310	8	✓✓

AP207 Tubulure standard macrobore avec chambre compte-gouttes et site d'injection distal Clave®

Cond. (unités)	Longueur (+/- en cm)	Vol. de purge (+/- en ml)	331632802 16328A9602
20	280	20	✓✓

AP206 Tubulure macrobore avec filtre 1,2 µm et site d'injection distal Clave®

Cond. (unités)	Longueur (+/- en cm)	Vol. de purge (+/- en ml)	331632403 16324A9602
20	280	20	✓✓

AP101 Tubulure de transfusion avec filtre à sang 200 µm

Cond. (unités)	Longueur (+/- en cm)	Vol. de purge (+/- en ml)	331641201 16412A9601
20	280		✓

TUBULURES SPÉCIFIQUES

AP402 Tubulure jaune

Cond. (unités)	Longueur (+/- en cm)	Vol. de purge (+/- en ml)	331633903 16339A9602
30	280	5	PCEA

AP424 Tubulure de PCA avec valve anti-retour, valve anti-siphon et extension en «Y»

Cond. (unités)	Longueur (+/- en cm)	Vol. de purge (+/- en ml)	331637201 16372A9601
30	210	5	PCA

AP504 Tubulure opaque et site d'injection distal Clave®

Cond. (unités)	Longueur (+/- en cm)	Vol. de purge (+/- en ml)	331633602 16336A9602
20	280	23	✓

AP409 Tubulure pour perfusion secondaire avec site d'injection proximal et distal Clave®

Cond. (unités)	Longueur (+/- en cm)	Vol. de purge (+/- en ml)	331634003 16340A9602
30	280	20	✓

AP410 Extension pour perfusion secondaire

Cond. (unités)	Longueur (+/- en cm)	Vol. de purge (+/- en ml)	331634101 16341A9601
30	70		

* Suggestions d'utilisations données à titre indicatif

ACCESSOIRES SAPHIRE™

NOTES

CORDON BOLUS	SUPPORT POTENCE « CRADLE »	CONNECTEUR DOUBLE « SPLITTER »	ALIMENTATION SECTEUR
--------------	----------------------------	--------------------------------	----------------------



331632001 163203601	331631402 163143602	331631901 163193601	331641401 164143602
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

BATTERIE ADDITIONNELLE	LOCKBOX S (100 mL)	LOCKBOX M (250 mL)	BRIDE POUR LOCKBOX 250 mL
------------------------	--------------------	--------------------	---------------------------



331640201 164023601	331631701 163173601	331639401 163943601	331641101 164113601
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

CROCHET DE DÉTACHEMENT	LOCKBOX L (500 mL)	SAC À DOS NPT	SACOCHÉ 500 mL
------------------------	--------------------	---------------	----------------



331642501 164253601	331631501 163153601	331631601 163163601	331631801 163183601
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

VALISE DE TRANSPORT	SUPPORT 3 POMPES	CÂBLE DE COMMUNICATION	PORT USB RS232 X 4
---------------------	------------------	------------------------	--------------------



331635201 163523601	331638201 163823601	331635302 163533602	331636101 163613601
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Les kits de perfusion Sapphire™ et accessoires sont conditionnés individuellement et vendus à l'unité.





POUR TOUTES QUESTIONS RELATIVES
À VOS COMMANDES DISPOSITIFS,
ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

[Service clients](#)

Tél. : +33 (0)1 40 83 86 24

Fax : +33 (0)1 40 83 82 19

Email : dispositifsmedicaux.fr@pfizer.com

www.hospira.com
www.hospira.fr/fr

Pompe à perfusion Sapphire™/ Tubulures Sapphire™ Classe IIb (pompe)
Classe IIa (tubulures) CE 0473 (AMTAC)

Lire attentivement les instructions figurant sur la notice d'utilisation
Titre I, Chapitre I, LPP 1183333 / 1187472 (pompe) Titre I, Chapitre I, LPP 1199506 (tubulures)

Fabricant : QCore

HOSPIRA FRANCE / PFIZER
23/25 avenue du Dr Lannelongue
75014 Paris