

## MEDICAL DEVICES\*



### ProNeo Agilia Enteral



Pousse-seringue entéral



**FRESENIUS  
KABI**

caring for life®

\* Prendre soin de la vie

Fabricant : Fresenius Vial S.A.S-Le Grand Chemin 38590 Brézins France  
Les dispositifs médicaux présentés dans ce document sont conçus pour la nutrition entérale. Ils sont destinés à être utilisés par des professionnels de santé en milieu hospitalier.

📄 Performances, caractéristiques techniques et informations nécessaires au bon usage des dispositifs : consulter le manuel d'utilisation des appareils.

ProNeo Agilia entéral : cl.II/ 0459 ; Tubulures : cl.IIa/ 0123

[www.fresenius-kabi.com](http://www.fresenius-kabi.com)

🏭 Fresenius Vial S. A. S.  
Le Grand Chemin  
38590 Brézins - France  
Tél.: +33 (0)4 76 67 10 10  
Fax: +33 (0)4 76 67 11 34

Une société de Fresenius Kabi

8874-0\_Brochure\_NUT\_ProNeo\_FR\_22.07.2014



**FRESENIUS  
KABI**

caring for life®

\* Dispositifs Médicaux  
\*\* Prendre soin de la vie

# ProNeo



## Agilia ProNeo est un pousse seringue dédié à l'administration de la nutrition entérale en néonatalogie

Agilia Enteral

Liste de seringues dédiées à la nutrition entérale

Contrôle visuel à distance du statut de la nutrition

Rappel de l'indication entérale et du type de seringue à utiliser



Identification immédiate du pousse-seringue entéral grâce à la couleur violette de son interface et de toutes les pièces actionnables

Protection de la seringue en cas de choc

### VIGILANCE

#### Réduire le risque d'erreur de connexion

Sa couleur violette et l'indication « ENTERAL » distinguent facilement ProNeo des dispositifs de perfusion de médicaments.

La liste de seringues ne permet d'activer que des seringues de nutrition entérale.

### CONFORT

#### Des utilisateurs et des patients

Alarme « 2 tonalités » pour réduire les nuisances au chevet de l'enfant.

Sélection automatique de la seringue pour gagner du temps lors de la programmation.

### EXPERIENCE

#### La famille Agilia s'agrandit

Avec plus de 14 ans d'expérience dans la nutrition entérale pour les nouveaux nés, ProNeo Agilia prend la relève du Pilote Entéral, et bénéficie de tous les atouts de la gamme Agilia.

L'expérience Agilia, c'est plus de 170 000 appareils installés dans le monde en 2013.

