

Transition vers les tubulures pour perfusion ambulatoire CADD® avec système Flow Stop anti-débit libre

Les informations ci-dessous vous aideront à commander les tubulures CADD® avec système Flow Stop anti-débit libre. Pour plus de commodité, les anciennes et nouvelles références des produits sont toutes les deux affichées.




Cassettes-réservoirs de médicaments CADD™ pour les pompes CADD®-Solis, CADD-Legacy® et CADD-Prizm®

Elles doivent être utilisées avec une tubulure d'extension CADD®

Description	Ancienne référence	Nouvelle référence avec système anti-débit libre
 Cassette-réservoir de médicament CADD™ de 50 ml avec système anti-débit libre, clamp et embout Luer femelle	21-7001	21-7301-24
 Cassette-réservoir de médicament CADD™ de 100 ml avec système anti-débit libre, clamp et embout Luer femelle	21-7002	21-7302-24
 Cassette-réservoir de médicament CADD™ jaune de 100 ml avec système anti-débit libre, clamp et embout Luer femelle	21-7100	21-7300-24
 Cassette-réservoir de médicament CADD™ transparente de 250 ml avec système anti-débit libre, clamp et embout Luer femelle	Pas de changement	21-7308-24
 Cassette-réservoir de médicament CADD™ jaune de 250 ml avec système anti-débit libre, clamp et embout Luer femelle	Pas de changement	21-7309-24




Tubulures d'extension CADD® pour les pompes CADD®-Solis, CADD-Legacy® et CADD-Prizm®

Conçus pour être utilisés avec une cassette-réservoir de médicament CADD™






Description	Longueur	Les références des produits n'ont pas changé
 Tubulure d'extension CADD® avec embout Luer mâle, clamp et valve anti-siphon intégrée dotée d'un embout Luer mâle	76 cm	21-7045-24
 Tubulure d'extension CADD® avec embout Luer mâle, clamp et valve anti-siphon intégrée dotée d'un embout Luer mâle	114 cm	21-7046-24
 Tubulure d'extension CADD® avec embout Luer mâle, clamp et valve anti-siphon intégrée dotée d'un embout Luer mâle	152 cm	21-7047-24
 Tubulure d'extension CADD® avec Y comportant un embout Luer mâle, une valve anti-siphon intégrée avec embout Luer mâle, avec valve anti-retour dotée d'un embout Luer femelle et des clamps	173 cm	21-7092-24

Tubulures d'extension CADD® pour les pompes CADD®-Solis, CADD-Legacy® et CADD-Prizm®





Conçus pour être utilisés avec une cassette-réservoir de médicament CADD™

Description	Longueur	Les références des produits n'ont pas changé
 Tubulure d'extension CADD® avec Y comportant un embout Luer mâle, un filtre 0,2 micron, une valve anti-siphon intégrée avec embout Luer mâle, avec valve anti-retour doté d'un embout Luer femelle et des clamps	175 cm	21-7115-24
 Tubulure d'extension CADD® de couleur jaune avec embout Luer mâle, clamp et valve anti-siphon intégrée dotée d'un embout Luer mâle	229 cm	21-7105-24
 Tubulure d'extension CADD® avec embout Luer mâle, filtre 0,2 micron, clamp et valve anti-siphon intégrée dotée d'un embout Luer mâle	152 cm	21-7106-24








Sets d'administration CADD® pour les pompes CADD®-Solis, CADD-Legacy® et CADD-Prizm®

Description	Longueur	Ancienne référence	Nouvelle référence avec système anti-débit libre
 Set d'administration CADD® avec percuteur de poche, système anti-débit libre, clamp et valve anti-retour comportant un embout Luer mâle	198 cm	21-7022-24	21-7322-24
 Set d'administration CADD® de couleur jaune avec percuteur de poche, système anti-débit libre, clamp et valve anti-retour comportant un embout Luer mâle	312 cm	21-7024-24	21-7324-24
 Set d'administration CADD® avec embout Luer mâle, système anti-débit libre, clamp et valve anti-retour comportant un embout Luer mâle	175 cm	21-7059-24	21-7359-24
 Set d'administration CADD® en Y avec embout Luer femelle, système anti-débit libre, avec valve anti-retour et valve anti-siphon doté d'un embout Luer femelle, sortie Luer mâle, et clamps	229 cm	21-7090-24	21-7390-24
 Set d'administration CADD® en Y avec percuteur de poche, système anti-débit libre, avec valve anti-retour et valve anti-siphon doté d'un embout Luer femelle, sortie Luer mâle, et clamps	274 cm	21-7091-24	21-7391-24

Sets d'administration CADD® avec filtres pour les pompes CADD®-Solis, CADD-Legacy® et CADD-Prizm®

Description	Longueur	Ancienne référence	Nouvelle référence avec système anti-débit libre
 Set d'administration CADD® avec perceur de poche, système anti-débit libre, filtre 1,2 micron, tubulure en spirale, clamp et valve anti-retour comportant un embout Luer mâle	236 cm	21-7083-24	21-7383-24
 Set d'administration CADD® de couleur jaune avec perceur de poche, système anti-débit libre, filtre 0,2 micron, clamp et valve anti-retour comportant un embout Luer mâle	330 cm	21-7039-24	21-7339-24
 Set d'administration CADD® avec perceur de poche, système anti-débit libre, clamp, filtre 0,2 micron et valve anti-retour comportant un embout Luer mâle	274 cm	21-7094-24	21-7394-24
 Set d'administration CADD® avec embout Luer femelle, système anti-débit libre, filtre 0,2 micron, clamp et valve anti-retour comportant un embout Luer mâle	259 cm	N/A	21-7395-24

Sets d'administration débit élevé CADD® à utiliser avec les pompes CADD®-Solis et CADD-Prizm®

Description	Longueur	Ancienne référence	Nouvelle référence avec système anti-débit libre
 Set d'administration débit élevé CADD® avec perceur de poche, système anti-débit libre, filtre 0,2 micron, clamp, site d'injection et valve anti-retour doté d'un embout Luer mâle	305 cm	21-7055-24	21-7355-24
 Set d'administration débit élevé CADD® avec perceur de poche, système anti-débit libre, clamp et valve anti-retour doté d'un embout Luer mâle	234 cm	21-7057-24	21-7357-24
 Set d'administration débit élevé CADD® avec perceur de poche, système anti-débit libre, filtre 1,2 micron, clamp, site d'injection et valve anti-retour doté d'un embout Luer mâle	300 cm	N/A	21-7375-24
 Set d'administration débit élevé CADD® de couleur jaune avec perceur de poche, système anti-débit libre, clamp et valve anti-retour doté d'un embout Luer mâle	312 cm	N/A	21-7384-24
 Set d'administration débit élevé CADD® de couleur jaune avec perceur de poche, système anti-débit libre, filtre 0,2 micron, clamp et valve anti-retour doté d'un embout Luer mâle	340 cm	N/A	21-7385-24
 Set d'administration débit élevé CADD® avec embout Luer mâle, système anti-débit libre, clamp et valve anti-retour comportant un embout Luer mâle	231 cm	21-7088-02	21-7388-02
 Set d'administration débit élevé CADD® avec perceur de poche, système anti-débit libre, filtre 1,2 micron, clamp, site d'injection et valve anti-retour comportant un embout Luer mâle	305 cm	21-7089-24	21-7389-24

Smiths Medical France

3, rue du Pont des Halles
94656 RUNGIS Cedex
Tél : +33 (0)1 58 42 50 00

www.smiths-medical.com

Documentation destinée aux professionnels de santé.



EC Authorized Representative
Smiths Medical International Ltd.

TN25 4BF, Royaume-Uni
Tél : +44 (0) 1233 722100

Rx
ONLY

Smiths Medical appartient à Smiths Group plc, une entreprise mondiale axée sur l'innovation technologique. MPAUCA-1021. Se référer aux instructions de la notice d'utilisation pour une description détaillée du produit et la liste complète des indications, contre-indications, mises en garde et précautions d'emploi. CADD, CADD-Prizm, CADD-Legacy et les logos Smiths Medical et CADD sont des marques commerciales de Smiths Medical. Le symbole © signifie que la marque a été déposée auprès de l'office des brevets des États-Unis et dans d'autres pays. Tous les autres noms et marques mentionnés sont les marques commerciales ou les marques de service de leurs détenteurs respectifs.

©2014 Smiths Medical. Tous droits réservés. IN19867FR-122014

smiths medical