

smiths medical

bringing technology to life

donner vie à la technologie

Pompes ambulatoires gamme CADD®-Solis Tubulures et accessoires



Un large choix pour répondre
à tous vos besoins



CADD


®

Set d'administration CADD® avec valve anti-siphon


Débit max : 250 mL / h




21-7059-24 Set d'administration CADD® - Embout Luer Lock
Avec raccord Luer-Lock mâle/mâle, valve anti-siphon séparée, clamp et bouchon sans événement
TOTM** Longueur : 175 cm Vol. purge : 2,0 mL




21-7022-24 Set d'administration CADD® - Embout percuteur
Avec percuteur de poche, raccord Luer-Lock mâle, valve anti-siphon intégrée, clamp et bouchon sans événement
TOTM** Longueur : 198 cm Vol. purge : 2,3 mL




21-7034-24 Set d'administration CADD® - Embout percuteur
Avec percuteur de poche, raccord Luer-Lock mâle, valve anti-siphon séparée, clamp et bouchon sans événement
TOTM** Longueur : 198 cm Vol. purge : 2,3 mL




21-7090-24 Set d'administration CADD® - Embout Luer Lock avec Y
Avec raccord Luer-Lock femelle, valve anti-siphon intégrée, raccord en Y avec valve anti-retour Luer Lock femelle, sortie Luer Lock mâle, clamp et bouchon sans événement
TOTM** Longueur : 229 cm Vol. purge : 4,0 mL



21-7091-24 Set d'administration CADD® - Embout percuteur avec Y
Avec percuteur de poche, raccord Luer-Lock mâle, valve anti-siphon intégrée, extension en Y avec valve anti-retour, clamp et bouchon sans événement
TOTM** Longueur : 274 cm Vol. purge : 4,2 mL



21-7024-24 Set d'administration CADD® - Couleur jaune
Avec percuteur de poche, raccord Luer-Lock mâle, valve anti-siphon intégrée, clamp et bouchon sans événement
TOTM** Longueur : 312 cm Vol. purge : 3,2 mL




Set d'administration CADD® avec valve anti-siphon et filtre


Débit max : 250 mL / h




21-7094-24 Set d'administration CADD® - Embout percuteur et filtre 0,2µ
Avec percuteur de poche, filtre 0,2µ, raccord Luer-Lock mâle, valve anti-siphon intégrée, clamp et bouchon sans événement
TOTM** Longueur : 274 cm Vol. purge : 3,3 mL



21-7083-24 Set d'administration CADD® - Embout percuteur et filtre 1,2µ
Avec percuteur de poche, filtre 1,2µ, raccord Luer-Lock mâle, valve anti-siphon séparée, clamp, tubulure en aval en spirale et bouchon sans événement
TOTM** Longueur : 236 cm Vol. purge : 8,0 mL



21-7039-24 Set d'administration CADD® - Couleur jaune
Avec percuteur de poche, filtre 0,2µ, raccord Luer-Lock mâle, valve anti-siphon intégrée, clamp et bouchon sans événement
TOTM** Longueur : 330 cm Vol. purge : 6,2 mL




Set d'administration CADD® débit élevé

Pour CADD Solis VIP et CADD Solis v3.0


Débit max : 500 mL / h




21-7055-24 Set d'administration CADD® - Embout percuteur et filtre 0,2µ
Avec percuteur, filtre 0,2µ, raccord Luer-Lock mâle, clamp, site d'injection, valve anti-siphon séparée et bouchon sans événement
TOTM** Longueur : 305 cm Vol. purge : 20 mL




21-7057-24 Set d'administration CADD® - Embout percuteur
Avec percuteur, valve anti-siphon séparée et bouchon sans événement
TOTM** Longueur : 234 cm Vol. purge : 11 mL



21-7088-24 Set d'administration CADD® - Embout Luer Lock
Valve anti-siphon séparée et bouchon sans événement
TOTM** Longueur : 231 cm Vol. purge : 12 mL



21-7089-24 Set d'administration CADD® - Embout Luer Lock et filtre 1,2µ
Avec percuteur, filtre 1,2µ, clamp, site d'injection, luer mâle, valve anti-siphon séparée et bouchon sans événement
TOTM** Longueur : 305 cm Vol. purge : 18 mL



Cassette Réservoirs CADD®

Débit max : 250 mL / h

A utiliser avec les tubulures d'extension CADD®



21-7001-24	Cassette Réservoir CADD® 50 mL	
Embout femelle Luer Lock, clamp et bouchon sans événement		
DEHP*	Longueur : 20 cm	Vol.purge : 0,2 mL
21-7002-24	Cassette Réservoir CADD® 100 mL	
Embout femelle Luer Lock, clamp et bouchon sans événement		
DEHP*	Longueur : 20 cm	Vol.purge : 0,2 mL
21-7308-24	Cassette Réservoir CADD® 250 mL	
Embout femelle Luer Lock, clamp, système flow-stop anti-débit libre et bouchon sans événement		
TOTM**	Longueur : 20 cm	Vol.purge : 0,2 mL
21-7100-24	Cassette Réservoir CADD® 100 mL - Couleur jaune	
Embout femelle Luer Lock, clamp et bouchon sans événement		
DEHP*	Longueur : 20 cm	Vol.purge : 0,2 mL
21-7309-24	Cassette Réservoir CADD® 250 mL - Couleur jaune	
Embout femelle Luer Lock, clamp, système flow-stop anti-débit libre et bouchon sans événement		
TOTM**	Longueur : 20 cm	Vol.purge : 0,2 mL

Tubulures d'extension CADD®

Débit max : 250 mL / h

A utiliser avec les cassettes réservoirs CADD®



21-7045-24	Tubulure d'extension CADD®	
Avec raccords Luer-Lock mâle/mâle, valve anti-siphon intégrée et clamp		
TOTM**	Longueur : 76 cm	Vol.purge : 1,1 mL
21-7046-24	Tubulure d'extension CADD®	
Avec raccords Luer-Lock mâle/mâle, valve anti-siphon intégrée et clamp		
TOTM**	Longueur : 114 cm	Vol.purge : 1,4 mL
21-7047-24	Tubulure d'extension CADD®	
Avec raccords Luer-Lock mâle/mâle, valve anti-siphon intégrée et clamp		
TOTM**	Longueur : 152 cm	Vol.purge : 1,7 mL
21-7092-24	Tubulure d'extension CADD® avec Y	
Avec raccords Luer-Lock mâle/mâle, extension en Y avec valve anti-retour, valve anti-siphon intégrée et clamp		
TOTM**	Longueur : 173 cm	Vol.purge : 2,9 mL
21-7106-24	Tubulure d'extension CADD® avec filtre 0,2µ	
Avec raccord Luer-Lock mâle/mâle, valve anti-siphon intégrée, clamp et filtre 0,2µ		
TOTM**	Longueur : 152 cm	Vol.purge : 1,8 mL
21-7115-24	Tubulure d'extension CADD® avec Y et filtre 0,2µ	
Avec raccords Luer-Lock mâle/mâle, extension Y avec valve anti-retour, valve anti-siphon intégrée, clamp et filtre 0,2µ		
TOTM**	Longueur : 175 cm	Vol.purge : 3,2 mL
21-7105-24	Tubulure d'extension CADD® - Couleur jaune	
Avec raccord Luer-Lock mâle/mâle, valve anti-siphon intégrée et clamp		
TOTM**	Longueur : 229 cm	Vol.purge : 2,3 mL

*DEHP : Di-[2-ethylhexyl] phtalate

**TOTM : TriOctyl Trimellitate (contient moins de 0,2% de DEHP)

Accessoires pour pompes CADD®-Solis


Boitiers de sécurité CADD®-Solis



21-2188-25 LockBox transparente avec accès complet au clavier
Compatible pompes CADD®-Solis et poches de solution jusqu'à 500 mL

21-2189-25 LockBox jaune avec accès complet au clavier
Compatible pompes CADD®-Solis et poches de solution jusqu'à 500 mL

Alimentation



L'alimentation de la pompe est fournie soit par 4 piles AA, soit par une batterie rechargeable, soit par un chargeur secteur (bloc secteur + cordon)

21-2140-25 Bloc secteur
A utiliser avec le cordon secteur (réf. : 21-2146-24)

21-2146-24 Cordon secteur
A utiliser avec le bloc secteur (réf. : 21-2140-25)

21-2160-02 Batterie rechargeable

21-2184-51 Porte de batterie de rechange

Clé de sécurité PCA



Pour toutes les pompes ambulatoires CADD®

21-2185-51 Clé de sécurité pour pompes CADD®

Télécommande patient



21-2186-25 Télécommande patient pour Bolus

Fixation à la potence



21-6118-24 Support de fixation à la potence
Le support de fixation est fixé à la potence et fonctionne avec l'adaptateur placé sur les pompes CADD Solis (réf. : 21-2135-25)

21-2135-25 Adaptateur du support de fixation potence
A utiliser avec les pompes ambulatoires CADD®-Solis et le support de fixation à la potence (réf. : 21-6118-24)

21-2183-25 Accessoire pour fixation pivotante

Pochettes de transport



Pochettes de transport réutilisables

21-2165-25 Pochette de transport 50 mL / 100 mL

21-2168-25 Pochette de transport 250 mL / 500 mL

21-2166-24 Sac à dos 1 L

21-2169-24 Sac à dos 3 L

21-2167-25 Pochette banane 250 mL / 500 mL

Pochettes de transport à usage unique

21-2170-25 Pochette de transport noire 50 mL / 100 mL

21-2171-25 Pochette de transport noire 250 mL / 500 mL

Logiciels pour pompes ambulatoires de la gamme CADD®-Solis



- | | |
|-----------------|---|
| 21-2194-0300-22 | Logiciel CADD®-Solis Medication Safety
Administrateur V3.0
Pour pompes CADD®-Solis VIP et CADD®-Solis v3.0 |
| 21-2194-0200-22 | Logiciel CADD®-Solis Medication Safety
Administrateur V2.0
Pour pompes CADD®-Solis PCA |

Pompes à perfusion ambulatoires CADD®-Solis



- | | |
|-----------------|---|
| 21-2120-0102-02 | Pompe ambulatoire CADD®-Solis VIP
Multi-thérapies 5 modes de perfusion (PCA/PCEA - NPT - Continu - Intermittent - Paliers variables) |
| 21-2111-0300-02 | Pompe ambulatoire CADD®-Solis v3.0
Mode PCA - PCEA - PIB |
| 21-2112-0300-02 | Pompe ambulatoire CADD®-Solis v3.0 avec clavier jaune
Mode PCA - PCEA - PIB |
| 21-2111-0200-02 | Pompe ambulatoire CADD®-Solis PCA
Mode PCA - PCEA |
| 21-2112-0200-02 | Pompe ambulatoire CADD®-Solis PCA avec clavier jaune
Mode PCA - PCEA |

Cassette-réservoir CADD® - Réservoir de transfert CADD® - Tubulures d'extension CADD® - Sets d'administration CADD® - Dispositifs médicaux de classe IIa - **FABRICANT** : Smiths Medical, Inc (USA) - Représentant européen : Smiths Medical International, Ltd (UK) **ORGANISME NOTIFIÉ** : INTERTEK (CE0473) - **INDICATIONS** : Dispositifs médicaux destinés à la perfusion de solutions médicamenteuses en complément des pompes ambulatoires CADD® - **PRISE EN CHARGE** : Code LPP 1199506 - Les accessoires sont fournis : soit à l'unité et pris en charge à partir des justificatifs des sommes dépensées à concurrence du tarif de responsabilité; soit sous forme de set. La prise en charge est assurée à concurrence de 35,06 %. Seuls sont pris en charge les appareils ayant une source d'alimentation sur secteur et sur batterie ou sur batterie seule. La prise en charge est assurée après consultation ou hospitalisation auprès d'un service spécialisé dans l'accueil des malades permettant d'assurer l'éducation du patient ou de sa famille à l'utilisation de ce mode de traitement à domicile. La prise en charge est assurée pour l'administration : - de chimiothérapie anticancéreuse; - d'antibiothérapie pour maladies au long cours, chroniques ou récidivantes; - de traitement antiviral et antifongique (des malades immunodéprimés); - de traitement de la douleur après impossibilité de la poursuite du traitement par la voie orale; - de traitement vasodilatateur et antiagrégant plaquettaire pour les malades atteints d'hypertension artérielle pulmonaire primitive; - de médicaments destinés au traitement des maladies du sang, congénitales ou acquises, nécessitant des transfusions répétées; - d'apomorphine dans le traitement de certaines formes graves de la maladie de Parkinson par pompe programmable. La prise en charge est assurée selon la pathologie et la durée de traitement escomptée, soit à l'achat pour des durées escomptées supérieures à un an, soit à la location. Dans ce dernier cas, la prise en charge est assurée pour une durée maximale d'un an. A l'issue de cette période, le renouvellement de la prise en charge à la location est subordonné à une évaluation de l'efficacité du traitement et de l'état du patient par le service à l'origine de la prescription initiale et à la justification médicale du maintien de la location en fonction de la durée de traitement escomptée. La prise en charge couvre l'achat ou la location de l'appareil et l'achat des accessoires spécifiques et de remplissage à usage unique décrit dans les spécifications techniques. Dans le cadre de la location de l'appareil, elle est accordée uniquement pour la durée prescrite de la cure de médicament et non pour la durée de mise à disposition du matériel par le fournisseur. **Avant toute première utilisation, veuillez lire attentivement la notice d'utilisation.**

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE BROCHURE SONT CONFORMES AUX PRODUITS AU MOMENT DE L'IMPRESSION.
SMITHS SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER ULTÉRIEUREMENT LES PRODUITS PRÉSENTÉS.

Smiths Medical France

3, rue du Pont des Halles 94656 RUNGIS Cedex
Tél : 01 58 42 50 00 - Fax : 01 58 42 50 30
e-mail : morl.info@smiths-medical.com
www.smiths-medical.fr

Smiths Medical - Une division de Smiths Group plc

Documentation destinée aux professionnels de santé.

Smiths Medical fait partie du groupe mondial de haute technologie Smiths Group plc. Le ou les produits décrits peuvent ne pas être homologués ni commercialisés dans tous les pays. CADD, CADD-Solis et les logos Smiths Medical et CADD sont des marques commerciales de Smiths Medical. Le symbole ® signifie que la marque a été déposée auprès de l'office des brevets des États-Unis et dans d'autres pays.
©2013 Smiths Medical. Tous droits réservés. 9/13 IN193501FR-0913